



Наука и искусство создания
эффективного рабочего места

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСОЛИ
DRÄGER AMBIA®

МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ И УНИКАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ



D-6927-2019

Для Dräger совершенствование медицины критических состояний — это цель, лежащая в основе всего, что мы делаем. Хорошо организованное рабочее место помогает оптимизировать процесс и результаты лечения: для этого мы и разработали потолочную медицинскую консоль Ambia.

Инновационные направляющие рамы и система креплений в Ambia предлагают практически неограниченное число точек крепления для размещения устройств и принадлежностей со всех четырех сторон консоли для максимального удобства и персонала, и пациентов.

Система креплений в Ambia позволяет создавать рабочие места с расчетом на будущее, которые можно быстро адаптировать к новым процедурам, изменяя основное предназначение помещения или рабочие процессы.



Выбор осевых тормозов — фрикционных, электропневматических и почти бесшумных электромагнитных

Почти неограниченное позиционирование электрических, газовых и низковольтных розеток со всех четырех сторон консоли, даже вперемешку

Широкий ассортимент принадлежностей для оснащения и организации рабочего пространства способствует оптимальной работе персонала


D-35161-2021

Рабочее место сегодня и завтра


Dräger может помочь оптимизировать рабочее пространство больницы. Для этого мы анализируем рабочие процессы, создаем 3D-визуализации планов помещений и обеспечиваем комплексное управление проектами.




D-17509-2019



МАКСИМАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



Конструкция с рамами-направляющими позволяет с легкостью закреплять и перемещать оборудование для его оптимального использования по всем сторонам консоли



В комбинации с хирургическим светильником Polaris® 600 консоль Ambia помогает комплексно оснастить операционный зал

- **Масштабируемая конструкция** адаптируется для соответствия нынешним и будущим требованиям к операционной
- **Гибкое размещение** оборудования позволяет оптимизировать использование пространства и рабочие процессы
- **Простота очистки** способствует профилактике внутрибольничных инфекций

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ



Скругленные края, гладкие поверхности и закрытый корпус обеспечивают эффективную очистку



Продвинутые возможности скрытого размещения кабелей и проводов позволяют создать аккуратное рабочее место и проще проводить очистку



ПРОДВИНУТАЯ ЭРГОНОМИКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА




Сенсорные ручки обеспечивают быстрое и интуитивное перемещение консоли в критических ситуациях




Встроенная в направляющие рамы подсветка мягко освещает рабочие поверхности в ситуациях, когда нет необходимости в ярком свете

БЛАГОПРИЯТНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ



Широкий выбор цветов для направляющих рам и аппликаций для выдвижных ящиков помогает создавать персонализированный дизайн палат




Потолочная и напольная RGB-подсветка способствует созданию дополнительной терапевтической атмосферы для пациентов

- **Интуитивно понятные элементы управления** упрощают работу и содействуют быстрому реагированию
- **Подсветка пола, потолка и направляющих рам** позволяет персоналу работать эффективно и безопасно, не нарушая покой пациента
- **Возможность выбора цветов рамы и аппликаций на ящиках** помогает создать в палате позитивную атмосферу

Ambia

ВАРИАНТЫ ПОДВЕСА AMBIA®



1. Без несущего кронштейна
2. С одним несущим кронштейном (длина 500/750/1000/1250 мм)
3. С двумя несущими кронштейнами (длина 1000/1500/2000/2500 мм)
4. С одним или двумя несущими кронштейнами и пружинным кронштейном, регулируемым вручную
5. С одним или двумя несущими кронштейнами и регулировкой высоты с помощью электропривода
6. С кронштейном для монтажа модулей подъема пациентов Guldmann™

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.

Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact



РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ул. Новохоловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com