



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 апреля 2017 года № ФСЗ 2011/09280

На медицинское изделие

Система настенная медицинская для газоснабжения Linea с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

«В.Т.С. Вижн Технолоджи Системс ГмбХ», Германия,

V.T.S. Vision Technology Systems GmbH, Niedereimerfeld 31, 59823 Arnsberg,
Germany

Производитель

"В.Т.С. Вижн Технолоджи Системс ГмбХ", Германия,

V.T.S. Vision Technology Systems GmbH, Niedereimerfeld 31, 59823 Arnsberg,
Germany

Место производства медицинского изделия

V.T.S. Vision Technology Systems GmbH, Niedereimerfeld 31, 59823 Arnsberg,
Germany

Номер регистрационного досье № РД-16683/1788 от 22.03.2017

Вид медицинского изделия 157680

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4460

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 06 апреля 2017 года № 3020
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0031455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 апреля 2017 года № ФСЗ 2011/09280

Лист 1

На медицинское изделие

Система настенная медицинская для газоснабжения Linea с принадлежностями:
Варианты исполнения: Linea I, Linea IM, Linea N.

Принадлежности:

1. Разъемы газовые (O₂, сжатый воздух 5 бар, сжатый воздух 8 бар, N₂O, Vacuum, CO₂, разъем для удаления наркозных газов) до 30 шт.
2. Розетки электрические до 40 шт.
3. Слаботочные разъемы (кнопка вызова мед. персонала) до 10 шт.
4. Рейки металлические верхняя и нижняя.
5. Освещение: верхнее, ночное освещение и лампа для чтения.
6. Устройство подводки электричества и газов.
7. Полки для оборудования с крепежными элементами и ящиком до 10 шт.
8. Держатель для инфузионных бутылок до 10 шт.
9. Емкость для катетеров до 10 шт.
10. Полка для принадлежностей с крепежными элементами до 10 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0035192